

2

GRÖßEN-/WEITENTABELLE DAMEN

WEITE 1

Größe UK	Größe EU	Fersenmaß	Ballenmaß	Spannmaß	Zehenhöhe	Brandsohlenlänge	Brandsohlenbreite
3,5	36	32,4	24,8	24,8	3,4	24,3	8,5
4	36 2/3	32,8	25,1	25,1	3,5	24,7	8,6
4,5	37 1/3	33,2	25,3	25,4	3,5	25,1	8,7
5	38	33,6	25,5	25,6	3,6	25,5	8,8
5,5	38 2/3	34,1	25,8	25,9	3,6	25,9	8,9
6	39 1/3	34,4	26,1	26,2	3,6	26,3	8,9
6,5	40	34,8	26,3	26,4	3,6	26,7	9,1
7	40 2/3	35,2	26,5	26,7	3,6	27,1	9,2
7,5	41 1/3	35,6	26,8	26,9	3,7	27,5	9,3
8	42	36,1	27,1	27,2	3,7	27,9	9,4
8,5	42 2/3	36,4	27,3	27,5	3,7	28,3	9,4
9	43 1/3	36,8	27,5	27,8	3,8	28,7	9,5

Bei **Weite 1** besitzt der Schuh im Ballenbereich eine Aufnahmehöhe für die Diabetes adaptierte **Fußbettung von 10 mm bis 12 mm**. Zum Ballenmaß des Patienten wurden bereits 2,2 cm addiert, um auf das obige Maß zu kommen.

WEITE 2

Größe UK	Größe EU	Fersenmaß	Ballenmaß	Spannmaß	Zehenhöhe	Brandsohlenlänge	Brandsohlenbreite
3,5	36	32,6	25,6	25,9	3,5	24,3	9,2
4	36 2/3	33,1	25,9	26,1	3,6	24,7	9,3
4,5	37 1/3	33,4	26,1	26,4	3,6	25,1	9,4
5	38	33,8	26,4	26,7	3,6	25,5	9,5
5,5	38 2/3	34,2	26,6	26,9	3,6	25,9	9,5
6	39 1/3	34,6	26,9	27,1	3,7	26,3	9,6
6,5	40	35,1	27,1	27,4	3,7	26,7	9,7
7	40 2/3	35,4	27,4	27,6	3,7	27,1	9,8
7,5	41 1/3	35,8	27,6	27,9	3,7	27,5	9,9
8	42	36,2	27,9	28,1	3,8	27,9	10,1
8,5	42 2/3	36,6	28,1	28,4	3,8	28,3	10,2
9	43 1/3	37,1	28,4	28,6	3,8	28,7	10,3

Bei **Weite 2** besitzt der Schuh im Ballenbereich eine Aufnahmehöhe für die Diabetes adaptierte **Fußbettung von 12 mm bis 14 mm**. Zum Ballenmaß des Patienten wurden bereits 2,5 cm addiert, um auf das obige Maß zu kommen.

WEITE 3

Größe UK	Größe EU	Fersenmaß	Ballenmaß	Spannmaß	Zehenhöhe	Brandsohlenlänge	Brandsohlenbreite
3,5	36	33,1	26,8	27,1	3,6	24,3	9,2
4	36 2/3	33,5	27,1	27,4	3,6	24,7	9,3
4,5	37 1/3	33,9	27,3	27,6	3,7	25,1	9,4
5	38	34,3	27,5	27,9	3,7	25,5	9,5
5,5	38 2/3	34,7	27,8	28,1	3,7	25,9	9,5
6	39 1/3	35,1	28,1	28,4	3,8	26,3	9,6
6,5	40	35,5	28,3	28,6	3,8	26,7	9,7
7	40 2/3	35,9	28,5	28,9	3,8	27,1	9,8
7,5	41 1/3	36,3	28,8	29,1	3,8	27,5	9,9
8	42	36,7	29,1	29,3	3,8	27,9	10,1
8,5	42 2/3	37,1	29,3	29,6	3,9	28,3	10,2
9	43 1/3	37,5	29,5	29,9	3,9	28,7	10,3

Bei **Weite 3** besitzt der Schuh im Ballenbereich eine Aufnahmehöhe für die Diabetes adaptierte **Fußbettung von 14 mm bis 16 mm**. Zum Ballenmaß des Patienten wurden bereits 3 cm addiert, um auf das obige Maß zu kommen.

2

GRÖßEN-/WEITENTABELLE HERREN

WEITE 1

Größe UK	Größe EU	Fersenmaß	Ballenmaß	Spannmaß	Zehenhöhe	Brandsohlenlänge	Brandsohlenbreite
6,5	40	35,6	26,8	27,0	3,6	26,7	9,6
7,0	40 2/3	36,0	27,0	27,2	3,7	27,1	9,7
7,5	41 1/3	36,4	27,3	27,5	3,7	27,5	9,8
8,0	42	36,8	27,5	27,8	3,7	27,9	9,9
8,5	42 2/3	37,2	27,8	28,0	3,7	28,3	10,0
9,0	43 1/3	37,6	28,0	28,3	3,8	28,7	10,1
9,5	44	38,0	28,3	28,6	3,8	29,2	10,2
10,0	44 2/3	38,4	28,5	28,8	3,8	29,6	10,2
10,5	45 1/3	38,8	28,8	29,1	3,8	30,1	10,3
11,0	46	39,2	29,0	29,4	3,9	30,5	10,4
11,5	46 2/3	39,6	29,3	29,6	3,9	30,9	10,5
12,0	47 1/3	40,0	29,5	29,9	3,9	31,3	10,6

Bei **Weite 1** besitzt der Schuh im Ballenbereich eine Aufnahmehöhe für die Diabetes adaptierte **Fußbettung von 10 mm bis 12 mm**. Zum Ballenmaß des Patienten wurden bereits 2,2 cm addiert, um auf das obige Maß zu kommen.

WEITE 2

Größe UK	Größe EU	Fersenmaß	Ballenmaß	Spannmaß	Zehenhöhe	Brandsohlenlänge	Brandsohlenbreite
6,5	40	36,2	27,9	28,1	3,8	26,7	10,1
7,0	40 2/3	36,6	28,1	28,4	3,9	27,1	10,2
7,5	41 1/3	37,0	28,4	28,6	3,9	27,5	10,3
8,0	42	37,4	28,6	28,9	3,9	27,9	10,4
8,5	42 2/3	37,8	28,9	29,1	3,9	28,3	10,5
9,0	43 1/3	38,2	29,1	29,3	4,0	28,7	10,6
9,5	44	38,6	29,4	29,6	4,0	29,2	10,7
10,0	44 2/3	39,0	29,6	29,8	4,0	29,6	10,7
10,5	45 1/3	39,4	29,9	30,1	4,0	30,1	10,8
11,0	46	39,8	30,1	30,3	4,1	30,5	10,9
11,5	46 2/3	40,2	30,4	30,6	4,1	30,9	11,0
12,0	47 1/3	40,6	30,6	30,8	4,1	31,3	11,1

Bei **Weite 2** besitzt der Schuh im Ballenbereich eine Aufnahmehöhe für die Diabetes adaptierte **Fußbettung von 12 mm bis 14 mm**. Zum Ballenmaß des Patienten wurden bereits 2,5 cm addiert, um auf das obige Maß zu kommen.

WEITE 3

Größe UK	Größe EU	Fersenmaß	Ballenmaß	Spannmaß	Zehenhöhe	Brandsohlenlänge	Brandsohlenbreite
6,5	40	37,1	29,3	29,1	4,0	26,7	10,1
7,0	40 2/3	37,5	29,5	29,3	4,0	27,1	10,2
7,5	41 1/3	37,9	29,8	29,6	4,0	27,5	10,3
8,0	42	38,3	30,0	29,8	4,0	27,9	10,4
8,5	42 2/3	38,7	30,3	30,1	4,1	28,3	10,5
9,0	43 1/3	39,1	30,5	30,3	4,1	28,7	10,6
9,5	44	39,5	30,8	30,5	4,1	29,2	10,7
10,0	44 2/3	39,9	31,0	30,8	4,1	29,6	10,7
10,5	45 1/3	40,3	31,3	31,0	4,2	30,1	10,8
11,0	46	40,7	31,5	31,3	4,2	30,5	10,9
11,5	46 2/3	41,1	31,8	31,5	4,2	30,9	11,0
12,0	47 1/3	41,5	32,0	31,8	4,2	31,3	11,1

Bei **Weite 3** besitzt der Schuh im Ballenbereich eine Aufnahmehöhe für die Diabetes adaptierte **Fußbettung von 14 mm bis 16 mm**. Zum Ballenmaß des Patienten wurden bereits 3 cm addiert, um auf das obige Maß zu kommen.

Alle Maße sind in cm angegeben. (Ausnahme: Schuhgrößen).